



neodisher endo® SEPT PAC



Dezinfekavimo priemonė, skirta

automatizuotas lanksčių

endoskopų apdorojimas

Skystas koncentratas

Taikymo sritys:

Lanksčių endoskopų dezinfekacija endoskopų dezinfekavimo įrenginiuose

1.2. Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms Veikimo spektras:

Aktyvumas prieš bakterijas (įsk. MRSA,

tuberkuliozės bakterijos ir Helicobacter pylori), grybai, mikobakterijos, C. difficile sporos ir virusai (įskaitant hepatitą A, B ir C, ŽIV, rota virusus, noro virusus), patvirtinti ekspertų pagal Europos standartus

- Dezinfekavimo efektyvumas buvo išbandytas ir patvirtintas pagal DIN EN 14885.

Todėl neodisher endo SEPT PAC atitinka dezinfekavimo priemonių, skirtų lanksčiams endoskopams dezinfekuoti, reikalavimus pagal DIN EN ISO 15883-4 • Automatizuotas apdorojimas naudojant

neodisher

endo CLEAN ir neodisher endo SEPT PAC atitinka DIN EN ISO 15883-4 reikalavimus, susijusius su gemalo mažinimu > 9 log10 žingsniais visame procese.

- Dezinfekavimo priemonių IHO1 sąrašas

Ypatingos savybės:

- Tinka visų pirmaujančių gamintojų endoskopams

- Greitas ir intensyvus aktyvumas esant 25 °C ir prie 35 °C.

- Peracto rūgšties pagrindu – be aldehidų, formaldehidų ir ketvirtinių amonio junginių.

1.2. Pagamintas peracto rūgšties pagrindu. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių

- Nereikia aktyvatoriaus, tik vienas komponentas.

Naudojimas ir dozavimas:

neodisher endo SEPT PAC naudojamas lanksčių endoskopų dezinfekavimo įrenginiuose. neodisher endo SEPT PAC dozuojamas per dozavimo sistemą, integruotą endoskopo plovimo dezinfekavimo įrenginyje dezinfekacijos etapo pradžioje. Chlorido kiekis vandenyje neturi viršyti 50 mg/l. Norint pasiekti nurodytą veikimo spektrą, reikia laikytis šių parametrų:

baktericidinis, fungicidinis, mikobaktericidinis, virucidinis, sporicidinis prieš C. difficile	10 ml/l (1,0 %), 25 °C, 10 min arba 10 ml/l (1,0 %), 35 °C, 5 min
--	--

- Būtina laikytis aukščiau nurodytų naudojimo parametrų temperatūros, koncentracijos ir sąlyčio laiko.
- Dozuodami neodisher endo SEPT PAC naudokite tinkamas dozavimo sistemas.
- Valymo etape rekomenduojame naudoti šarminį fermentinį ploviklį neodisher endo CLEAN.
- Produktai neodisher endo CLEAN ir neodisher endo SEPT PAC yra optimaliai suderinti: galimas neodisher endo CLEAN tirpalo perkėlimas į dezinfekavimo etapą nesumažina neodisher endo SEPT PAC dezinfekacijos efektyvumo.

Svarbios pastabos dėl paraiškos:

Lankstūs endoskopai yra sudėtingi instrumentai, pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų. Kai kurios iš šių medžiagų yra labai jautrios ir gali būti lengvai sugadintos. Todėl lankstieji endoskopai turi būti ypač atsargiai apdoroti ir po kiekvieno ciklo vizualiai patikrinti, ar nepakitusi medžiaga.

Naudojant pagal neodisher endo SEPT PAC instrukcijas ir jei laikomasi mūsų rekomendacijų, endoskopų pažeidimų nesitikima. Negalima atmesti šių paviršiaus pokyčių, kurie netrukdo funkcionalumui ir saugumui:

- Naudojant šviestuvus, pagamintus iš chromuoto arba nikeliuoto žvalvio su mechanškai pažeistu paviršiumi, žvalvio matricos medžiaga gali būti pakeista. Kad to išvengtume, apdorojimo metu rekomenduojame uždengti apsauginiu dangteliu.
- Aliuminis, ypač juodai anoduotas aliuminis, pvz., ant akių žiedų, valdymo dalių, biopsijos įdėklų, eksploatacijos metu gali prarasti spalvą, kurią lemia tik tam tikros vandens savybės, pvz., suminkštėjęs vanduo. Tai kosmetinis pakeitimas. Funkcija



neodisher endo® neodisher endo SEPT PAC

endoskopo tai neslopina. Rekomenduojame pakeisti elektroninių kontaktų, pagamintų iš aliuminio, apsauginį dangtelį su plastikine danga.

- Gali atsirasti atskirų lipnių sujungimų pakitimų per jų gyvavimo ciklą. Spalvos pakitimai (dėl peracto rūgšties balinančio poveikio) neištirpinant ar neatitraukiant klijų jungčių nekelia pavojaus higienai. Kilus abejonų, rekomenduojame kreiptis į endoskopo gamintoją.

- Gamintojas sėkmingai išbandė šiuos endoskopinių ploviklių dezinfekavimo įtaisų tipus, kad būtų galima naudoti neodisher endo SEPT PAC:

- Wassenburg WD 440 (esant 25 °C)
- BHT Innova E3, Innova E4, Innova E5 (esant 25 °C ir 35 °C)
- Belimed: WD 420 series 99993..., 99994... ir WD 425 series 99998... nuo 2001 (pagaminimo metai) ir toliau, WD 430 (25 °C temperatūroje)
- Steelco EW 1 ir EW2 (esant 25 °C ir 35 °C)

- MMM Uniclean PLE 3 (35 °C)

Prieš pirmą kartą naudojant neodisher endo SEPT PAC, reikia informuoti endoskopo ploviklio dezinfekavimo įrenginio gamintoją, kad būtų galima atlikti nedidelius endoskopo ploviklio dezinfekavimo įrenginio ir (arba) endoskopo ploviklio dezinfekavimo programos pakeitimus. Tai turėtų būti padaryta per neodisher taikomųjų programų inžinerijos skyrių. Prieš naudodami neodisher endo SEPT PAC, teiraukitės dėl kitų lanksčiųjų endoskopų plovimo dezinfekavimo priemonių suderinamumo neodisher Taikymo inžinerijos skyriuje.

- Neodisher endo SEPT PAC tirpalas turi būti visiškai nuplaunamas vandeniu (geriausia dejonizuotu vandeniu).
- Siekiant išvengti vandens dėmių, paskutiniam skalavimui rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.
- Apdorojimas turi atitikti visus potvarkius pagal medicinos prietaisų reglamentus ir turi būti atliekamas taikant tinkamus patvirtintus procesus.
- Laikykites medicinos prietaisų gamintojų apdorojimo rekomendacijų pagal DIN EN ISO 17664 reikalavimus.
- Būtina laikytis skalavimo mašinos dezinfekavimo įrenginio gamintojo pateiktų nurodymų.
- Prieš keisdami gaminį, vandeniu išskalaukite dozavimo sistemą, įskaitant įsiurbimo žarną.
- Nemaišyti su kitais produktais.

- Tik profesionaliam naudojimui!
- Dozuokite tik iš gamykloje uždarytų indų.
- Nenaudokite produkto kaip koncentrato – tik kaip darbinį tirpalą.
- Saugokite, kad koncentratas nesiliestų su organinėmis medžiagomis (pvz., aliejumi, riebalais, guma, popieriumi, bendrais nešvarumais), rūdžių ar metalo įbrėžimų.
- Nurodytos paraiškos sąlygos turi būti pastebėta. Priešingu atveju mes negalime būti atsakingi už jokias garantines pretenzijas žalos atveju.

Ekspertų ataskaitos:

Dezinfekavimo veikla patikrinta ir patvirtinta sertifikatu. Paprašius galima gauti ekspertų ataskaitas.

Techniniai duomenys:

pH vertė	3,0 (10 ml/l, nustatyta dejonizuotame vandenyje, 20 °C)
Klampumas	< 50 mPa s (koncentratas, 20 °C)
Tankis	apytiksliai 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Ingredientai: 1.2. Sudėtis: 15 proc. peracto rūgšties.

Veikliosios medžiagos 100 g: 15,0 g peracto rūgšties

CE ženklas:

neodisher endo SEPT PAC atitinka Europos medicinos prietaisų gaires.

Jei su gaminiu įvyksta rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir atitinkamai nacionalinei institucijai.

Informacija apie saugojimą:

Visada laikykite 0 °C temperatūroje ir 25 °C. Saugoti nuo saulės spindulių. Kanistrai tinkami naudoti 1 metus, būgnai – 2 metus, laikant pagal rekomendaciją. Galiojimo datą žr. antspaudu ženklą etiketėje už smėlio laikrodžio simbolio .

Atidarytos talpyklos tinkamumo laikas yra 3 mėnesiai.

Pavojaus ir atsargumo frazės: laikykites informacinio lapo „Saugos patarimai Peracetic Acid“, kurį rasite adresu www.drweigert.com kategorijoje „Paslauga/Atsisiuntimai“.

Išmeskite tik tada, kai talpykla tuščia ir uždaryta. Apie produkto likučių šalinimą žr. saugos duomenų lapą.

