

ATRASKITE NAUJŲ SINERGIJŲ SAVO CSSD 5 FERMENTAI 1 UNIKALIAME PRODUKTE

Aniosyme Synergy 5

UNIKALUS 5 FERMENTŲ VALIKLIS, SKIRTAS VISAPUSIŠKAM RANKINIAM IR AUTOMATIZUOTAM APDOROJIMUI APDOROJIMUI

Aniosyme Synergy 5 yra pirmasis ploviklis su 5 fermentais, skirtas įvairioms reikmėms. Aniosyme Synergy 5 užtikrina puikius plovimo rezultatus rankiniu ir automatinio būdu apdorojant, todėl CSSD galima naudoti vieną produktą:

Aniosyme Synergy 5:

TS 20.1.

- **UNIKALUS** - plataus veikimo spektro 5 fermentų ploviklis
- **EFEKTYVUS** - Paruošta nuo 5 minučių plovyklėje-dezinfektoriuje ir visų savybių vandenyje
- **SINERGETINIS** - Mūsų pirmasis produktas, skirtas rankiniam ir automatiniam perdirbimui CSSD



Aniosyme Synergy 5

UNIKALUS 5 fermentų valiklis, skirtas visapusiškam rankiniam ir automatizuotam pakartotiniam apdorojimui

TS 20.1.



Aniosyme Synergy 5
5 l talpos bakelis
Užsakymo kodas:
XXXXXX



Aniosyme Synergy 5
5 l talpos bakelis
Užsakymo kodas: XXXXXX

STIPRUS

Įrodytas veiksmingumas nuo 5 minučių ir puikus medžiagų suderinamumas.

ENZIMATINIS

TS 20.1.

Dėl specialiai sukurtos 5 fermentų formulės lanksčiai dozuoiant pašalina visų rūšių nešvarumus.

EFEKTYVUS

Mažiausias įrodytas 0,1-0,5 % koncentracijos veiksmingumas užtikrina puikų valymą.

GAMINIO CHARAKTERISTIKOS

• Tankis	20°C	1,10 g / ml
• pH vertė* (koncentratas)	20°C	7,89
• pH plotas* (tirpalas, 1-5 ml/l)	20°C	,89 - 7,29
• Laidumas (tirpalas, 1 - 5 ml/l DI vandenyje)	20°C	0,08 - 0,33 mS / cm

TS 20.1.

* pH vertės matavimai darbo sąlygomis visada atliekami naudojant pH matuoklį su temperatūros kompensavimu.

PAKAVIMO IR UŽSAKymo INFORMACIJA

NAUDOTI MIRKYMUI ARBA ULTRAGARSO VONIOJE	PAKUOTĖ	UŽSAKymo KODAS
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 L butelių	XXXXXX
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 l talpos bakelis + 25 ml pompa	XXXXXX

TS 20.1.

NAUDOJIMAS MAŠINOJE	PAKUOTĖ	UŽSAKymo KODAS
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 l talpos bakelis	XXXXXX
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 l talpos bakelis	XXXXXX
Aniosyme Synergy 5	1 x 10 l talpos bakelis	XXXXXX
Aniosyme Synergy 5	1 x 25 l talpos bakelis	XXXXXX
Aniosyme Synergy 5	1 x 200 l statinė	XXXXXX

TAIKYMO SRITIS

5 fermentų valymo priemonė, skirta prietaisams. Chirurginės ir medicininės įrangos, endoskopų ir medicinos prietaisų valymas mirkymo, ultragarsinėse vonelėse, automatinėje plovimo mašinoje ir plovimo tunelyje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudojimas rankiniu būdu

- Koncentruotas profesionaliam naudojimui skirtas tirpalas.
- Naudokite praskiestą nuo 0,5 % iki 2 %.
- Veiksminga nuo 5 minučių. Pritaikykite koncentraciją, kontakto laiką ir skiedimo vandens temperatūrą pagal užterštumo laipsnį. Jei reikia, valykite šepetėliu. Kruopščiai nuplaukite.

- Maksimali temperatūra: 35°C

Automatizuotas naudojimas

- Koncentruotas profesionaliam naudojimui skirtas tirpalas.
- Naudokite praskiestą nuo 0,1 % iki 0,5 %.
- Veiksminga nuo 5 minučių. Pritaikykite koncentraciją, kontakto laiką ir skiedimo vandens temperatūrą pagal užterštumo laipsnį. Kruopščiai nuplaukite.

- Maksimali temperatūra: 60°C

SUDEDAMOSIOS DALYS

Nejoninės ir katjoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, sekvestruojanti medžiaga, stabilizuojanti medžiaga, fermentinių kompleksų pagalbinės medžiagos.

SANDELIAVIMAS

Pavojinga - laikykite atsargumo priemonių (parengtų pagal galiojančias Europos cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo taisykles).

Laikymas: nuo +5 °C iki +25 °C.

SERTIFIKATAI

Pagal pareikalavimą su malonumu teikiame jums sertifikatus

SAUGIAI NAUDOTI MEDICINOS PRIEMONES

Perskaitykite etiketę ir gaminio informaciją



TIK PROFESIONALIAM



ANIOS
LABORATORIJOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
Prancūzija

Platina:

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheimas prie Reino
Vokietija

