

DDN 9

neutralus dezinfekantas su valomuoju poveikiu medicinos priemonių dezinfekcijai

NAUDOJIMO SRITYS

chirurginiams instrumentams
endoskopams
oftalmoskopijos ir kontaktologijos medicinos priemonėms valyti ir dezinfekuoti

PRIVALUMAI

- užtikrina efektyvią apsaugą nuo *Pseudomonas aeruginosa* bioplėvelių susidarymo
- naudojant mirkymo talpose darbinis tirpalas išlieka stabilus 72 val.
- dera su daugeliu medžiagų
- tinka naudoti ultragarsiniame valytuve
- veikia apvalkalėtuosius virusus

Darbinio tirpalo paruošimas

- apsivilkite apsauginius drabužius, užsimaukite pirštines ir užsidėkite kitas asmenines saugos priemones (žiūrėkite saugos duomenų lapą)
- praskieskite reikiamą kiekį DDN9 koncentrato vandentiekio vandenyje ir išmaišykite mišinį tinkamai (žiūrėkite koncentracijų lentelę)

5 l darbinio tirpalo paruošti		
0,5%	2%	5%
25 ml.	100 ml.	250ml.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Suterštos medicinos priemonės vonelėje turi būti visiškai apsemtos darbinio tirpalu
2. Jei būtina, medicinos priemonėms valykite (plaukite) šepetėliais
3. Išlaikykite ekspoziciją, atsižvelgiant į numatomą poveikį (žiūrėkite lentelę žemiau)
4. Kruopščiai nuskalaukite medicinos priemones

Rekomenduojama keisti vonelėje esantį darbinį tirpalą po panaudojimo (arba laikytis šalies rekomendacijų)



Dezinfekcinės savybės

Poveikis	Standartas	Koncentracija	Ekspozicijos laikas
Bakterijos	EN 13727	0,5%	5 min.
	EN 14561	0,5%	15 min.
	EN 13697	0,5%	5 min.
	EN 1276	0,25%	5 min.
Mielės	EN 13624	0,5%	5 min.
	EN 14562	0,5%	15 min.
	EN 1650	0,25%	5 min.
	EN 13697	0,5%	5 min.
Virusai	EN 14476	0,5%	5 min.
	PRV Virus (hepatitis B model)		
	EN 14476	0,5%	5 min.
	DBV Virus (hepatitis C model)		
	HIV Virus	0,5%	15 min.
	EN 14476 Herpes Virus		5 min.
TBC	EN 14476 Vaccinia Virus	0,5%	15 min.
	EN 17111 Vaccinia Virus	0,5%	15 min.
	EN 14348	2%	60 min.
	EN 14563	5%	15 min.
		2%	60 min.
		5%	15 min.

Atsargos priemonės: žiūrėti saugos duomenų lapą (SDS 010449)

Savybės

forma: skystas koncentratas
 spalva: gelsvos spalvos, opalinis
 pH: esant 0,5%: 7
 galiojimas: 2 metai

Sudėtis

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos
 sekvestantai
 ketvirtiniai amonių junginiai

Pakuotės

25ml dozėsx250 vnt. dėžė ref. 1044947
 1l x12 vnt. dėžė ref. 1027116
 5l x14 vnt. dėžė ref. 1027120

