

schülke -+



dentavon®

dentavon® yra aktyvaus deguonies pagrindu pagaminta dantų atspaudų dezinfekcijos priemonė, kurios sudėtyje nėra aldehidų.

Privalumai

■ Baktericidinis, mielicidinis ir virucidinis veiksmingumo spektras

Taikymo sritys

Iš silikono ir polieterio pagamintų dantų atspaudų dezinfekcijai.

Naudojimo instrukcija

Darbinio tirpalo junginių veiksmingumas išlieka stabilus 1 darbo dieną ir per šį laikotarpį užtikrina visišką mikrobiologinį veiksmingumą. Tik pernelyg užteršus darbinį tirpalą, jis turi būti keičiamas trumpesniais intervalais. Atsižvelgiant į higieninius aspektus ir siekiant išvengti bakterijų ir infekcijų plitimo, dantų atspaudų dezinfekcija visada turi būti atliekama odontologijos klinikoje prieš perduodant atspaudus dantų technikos laboratorijai. Jei dantų technikos laboratorijos darbuotojai nėra užtikrinti, ar atspaudai buvo dezinfekuoti, visais atvejais turi būti atlikta medžiagos dezinfekcija.

Dozavimas ir naudojimas

Nuplauti atspaudus po tekančiu vandeniu. Ištirpinti 2 matavimo kaušelius produkto 2 litruose vandens (= 2 % tirpalas). Pamerkti atspaudus į tirpalą, palikti nurodytą laiką, tada vėl nuskalauti tekančiu vandeniu.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Veiksmingumas	Koncentracija	Poveikio trukmė
Baktericidinis EN13727, EN14561 - švariomis sąlygomis	2 % (20 g/l)	15 min.
Mielicidinis EN13624, EN14562 - švariomis sąlygomis	2 % (20 g/l)	15 min.

Veiksmingumas	Koncentracija	Poveikio trukmė
Virucidinis apvalkaliniams virusams EN14476, EN17111 - švariomis sąlygomis	2 % (20 g/l)	15 min.
Virucidinis EN14476, EN17111 - švariomis sąlygomis	2 % (20 g/l)	15 min.

CE 0297



Produkto duomenys

Sudėtis

100 g granulių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: 45 g pentakalio bis (peroksimonosulfato) bis(sulfato). Ženklintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004: 5-15 % anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, < 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, < 5% muilas, < 5 % fosfonatai, kvapai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Spalva	balta
Pliūpsnio temperatūra	netaikoma
Forma	granulės
pH	apie 4 / 5 g/l / 20 °C/ vandenyje
Dinaminė klampa	netaikoma

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Dezinfekuojant atspaudus šiuo produktu reikia laikytis nurodytos koncentracijos ir ypač panardinimo vonelėje reakcijos laiko. Nepraryti. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Nuplauti paveiktas kūno dalis dideliu kiekiu vandens. Rekomenduojame dirbant su produktu mūvėti pirštines. Jautrius tekstilės audinius šis tirpalas gali veikti kaip baliklis. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje. Atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintas pakuotes. Produkto likučius galima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Naudojimo vietoje reikia užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Tik profesionalaus naudojimo reikmėms. Netinka baigiamajai infekcijų ir didelę infekcijų riziką keliančių medicinos priemonių dezinfekcijai.

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
dentavon® dėžutė (900 g)	4 vnt. dėžutėje	Paprašius

Šie produktai parduodami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišką būdą ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com. Konkrečiais klausimais kreipkitės prašymų priėmimo skyriaus telefonu +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos Vaistų įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GMP atitiktis sertifikatais, taikomais vaistams.



schülke pagrindinė būstinė
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40-52100-0
Faksas +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Igaliojasis atstovas Lietuvoje
„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 245 0415
Faksas +370 5 270 6201
www.sanovus.lt
info@sanovus.lt