



neodisher® MediClean forte



Termostabilus ir termolabilis
ploviklis perdirbimui
instrumentai



Skystas koncentratas

Taikymo sritys:

- Automatinis termostabilių ir termolabilių instrumentų, įskaitant MIS instrumentus ir mikroinstrumentus, lanksčius endoskopus, anestezijos įrangą, konteinerius ir kitus medicininius reikmenis, valymas
 - Rankinis termostabilių ir termolabilių instrumentai panardinamosiose voniose arba ultragarsinėse voniose
 - Taip pat tinka rankiniam ir automatiniam da Vinci EndoWrist instrumentų valymas •
- Automatinis ir rankinis asmeninių apsaugos priemonių (AAP) valymas¹

Našumo spektras:

- Patikimai pašalina išdžiūvusio ir denatūruoto kraujo likučius
- Labai sumažina organinių medžiagų kiekį ir apsaugo nuo pakartotinio baltymų likučių nusėdimo
- Atitinka dabartines rekomendacijas Vokietijos Robert-Koch-Institute (RKI) už naujo Creutzfeldt-Jakob ligos (vCJD) atmaina perdavimo riziką, kai perdirbami medicinos prietaisai.
- Pašalina patogeninius prioninius baltymus skirtingos prionų testo padermės; tarp vCJD testo padermių > 2 lg žingsniais (1 %, 55 °C, 10 min.)²
- Palaiko bioplėvelių pašalinimą
- Tinka pagamintiems instrumentams ir indams nerūdijančio plieno, instrumentinio plieno, optikos, įprastinio plastiko ir anestezijos įrangos medžiagų
- Pirmiausia reikia išbandyti anoduotą aliuminį tinkamumas

Ypatingos savybės:

- Puikus medžiagų suderinamumas
- Pirmos klasės valymo efektyvumas dėl unikalios formulės, paremtos šarmingumo donorais, paviršinio aktyvumo medžiagomis ir fermentais

- Kai naudojamas rankiniam pirminiam valymui valymo tirpalo nereikia nuplauti išjungti prieš automatinį pakartotinį apdorojimą su neodisher MediClean forte
- Nereikia neutralizuoti automatizuotas perdirbimas; todėl trumpi programos ciklai
- Nėra pavojaus etiketės; nepavojingas produktas

Naudojimas ir dozavimas:

neodisher MediClean forte gali būti naudojamas skalbyklėje dezinfekciniais įrenginiais, taip pat panardinamuose ir ultragarsinėse voniose. Dozuojamas kiekis, be kita ko, priklauso nuo atitinkamos taikymo srities ir individualaus pakartotinai apdorotų instrumentų užterštumo laipsnio. Perdirbant da Vinci EndoWrist instrumentus, neodisher MediClean forte galima naudoti visuose rankinio išankstinio valymo etapuose, išankstiniam ultragarsiniam apdorojimui ir automatizuotam perdirbimo procesui.

Asmeninės apsaugos priemonės¹, išvalytos panardinamoje vonioje, visą panardinimo laiką turi būti visiškai sudrėkintos tepamuoju tirpalu. Tada kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu, bent jau geriamojo vandens kokybės.

Naudojant neodisher MediClean forte rekomenduojami šie parametrai:

Automatinis ir rankinis instrumentų valymas:

Automatizuotas termostabilių ir termolabilių instrumentų valymas	2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0 %)*, pvz., 40 - 60 °C, 10 min.
Standartinė dozė	5 ml/l (0,5 %)*, pvz., 55 °C, 10 min
Automatizuotas endoskopų ir endoskopinių priedų valymas	5 ml/l (0,5 %), 35 - 55 °C, 5 min



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com



neodisher® MediClean forte

Automatizuotas da Vinci EndoWrist instrumentų valymas	8 ml/l (0,8 %), 40 - 55 °C, 10 - 30 min**
Rankinis termostabilių ir termolabilių instrumentų valymas panardinamosiose ir ultragarsinėse voniose	5 - 20 ml/l (0,5 - 2 %)*, maks. 40 °C, 10 - 30 min
Rankinis valymas lankstūs endoskopai, taip pat endoskopiniai priedai panardinamosiose ir ultragarsinėse voniose	5 - 30 ml/l (0,5 - 3 %)*, maks. 40 °C, 5 - 10 min
Rankinis valymas da Vinci EndoWrist instrumentai panardinimo ir ultragarso voniose	10 ml/l (1,0 %), maks. 40 °C

Automatinis ir rankinis asmeninių apsaugos priemonių valymas¹ :

Rankinis kvėpavimo aparatų/ respiratorių ir jų priedų valymas panardinamosiose voniose	10 ml/l - 30 ml/l (1,0 % - 3,0 %)*, šaltas vanduo iki maks. 40 °C, 15 - 30 min
Automatizuotas specialių asmeninių apsaugos priemonių valymas ¹ (laikas pagal gamintojo informaciją), kvėpavimo aparatai/respiratoriai ir jų priedai plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose ir (arba) skalbyklių ištraukikliuose (programos specifikacijos pagal gamintojo informaciją)	10 ml/l (1 %), 55°C, 2 min

* dozuojamas kiekis, be kita ko, priklauso nuo užterštumo laipsnio

** priklausomai nuo atitinkamos skalbyklės-dezinfekavimo įrenginio gamintojo rekomendacijos

Naudokite tinkamus dozavimo prietaisus.

Valymo etape ir paskutiniame skalavime rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

Paskutiniam skalavimui naudojant dejonizuotą vandenį išvengiama vandens dėmių ir tuo pačiu apsaugomas anoduotas aliuminis.

Neutralizacijos etapas, kuris yra privalomas naudojant klasikinius šarminius ploviklius, nebūtina.

Perdirbant oftalmologinius instrumentus, prieš paskutinį skalavimą rekomenduojama papildomai tarpinį skalavimą vandeniu.

Rankinio valymo darbinis tirpalas turi būti atnaujinamas kasdien ir esant matomiems nešvarumams.

Pastabos dėl paraiškos:

- Tik profesionaliam naudojimui
- Nemaišyti su kitais produktais
- Prieš keisdami gaminį, išskalaukite dozavimo sistemą, įskaitant įsiurbimo žarną, vandeniu
- Perdirbimas turi atitikti visus reikalavimus potvarkius pagal medicinos prietaisų reglamentus ir turėtų būti atliekami taikant tinkamus patvirtintus procesus
- Neodisher MediClean forte darbinį tirpalą reikia visiškai nuplauti (geriausia dejonizuotu vandeniu).
- Medicinos prietaiso apdorojimas: Laikytės medicinos prietaiso gamintojų pakartotinio apdorojimo rekomendacijų pagal DIN EN reikalavimus ISO 17664
- Asmeninių apsaugos priemonių apdorojimas¹ : Laikytės asmens apsaugos priemonių gamintojo pateiktų perdirbimo rekomendacijų
- Gamintojo pateiktos instrukcijos skalbimo mašinos dezinfekcijos priemonės

Ekspertų ataskaitos:

„Da Vinci“ perdirbimo proceso ataskaita EndoWrist instrumentus galima įsigyti prašymas.

Neodisher® MediClean forte buvo naudojamas ir teigiamai įvertintas įvairių testavimo ir sertifikavimo įstaigų asmeninių apsaugos priemonių¹ sertifikavimo dėl medžiagų suderinamumo kontekste.



neodisher® MediClean forte

Techniniai duomenys:

pH diapazonas	10,4 – 10,8 (2 – 10 ml/l, nustatytas dejonizuotame vandenyje, 20 °C), vandentiekio arba suminkštintame vandenyje, taip pat su pernešamu pirminio skalavimo vandeniu, pH vertė gali skirtis.
Tankis	apytiksliai 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Klumpumas	< 10 mPa s (koncentratas, 20 °C)
Titravimas veiksnys	0,77 (pagal neodisher MediClean forte titravimą instrukcijos)

Ingredientai:

Ingredientai pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:
< 5 % nejoninių ir anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
taip pat: fermentai

CE ženklai:



neodisher MediClean forte atitinka Europos medicinos prietaisų gaires.

Jei su gaminiu įvyksta rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir atitinkamai nacionalinei institucijai.

Informacija apie saugojimą:

Laikyti vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Visada laikykite nuo 0 °C iki 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo saulės spindulių. Laikant kaip rekomenduojama, galima naudoti 2 metus. Galiojimo datą žr. antspaudą ženkla etiketėje už smėlio laikrodžio simbolio.



Prekės spalva gali pasikeisti laikant gamykloje uždarytuose prekybos vienetuose. Tai neturi įtakos produkto savybėms, kurios yra svarbios naudojimui.

Pavojaus ir atsargumo frazės:

neodisher MediClean forte nėra pavojingas produktas pagal CLP reglamentą (EB).
Nr. 1272/2008.

Išmeskite tik tada, kai talpykla tuščia ir uždaryta. Produkto likučių šalinimą rasite saugos duomenų lape.

Daugiau saugos informacijos rasite saugos duomenų lapuose. Juos galite rasti adresu
www.drweigert.com antraštėje „Paslauga/Atsisiuntimai“.

MB 4050/03-4

Išleidimo data 2022-05-05

- ¹ Asmeninės apsaugos priemonės (AAP), apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų
- ² Neodisher MediClean forte gebėjimo inaktyvuoti ir (arba) pašalinti užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE, Prions) sukėlėjus nuo medicininių ir chirurginių prietaisų paviršių, po tiesioginio eksperimentiniu būdu užterštų paviršių inokuliavimo – Service d'Etude des Prions et des Infections Atypiques

