

44 pirkimo dalis

Medicininio plastiko žymeklis TAG

Ilgaamžis, daugkartinio naudojimo žymeklis, skirtas naudoti žymint dezinfekuojamus, plaunamus ar sterilizuojamus paketus



Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukentėjusių, operacinių ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primone ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apruošimo kontenerių



Produkto privalumai

- Gali būti saugiai pritvirtintas prie sterilių rinkinių ir prietaisų padėklų, kad būtų galima sekti ir atsekti apdorojant dezaktyvaciją.
- Leidžia aiškiai ir lengvai identifikuoti rinkinius apdorojant.
- Lengvas, tvirtas ir patvarus.
- Galima sterilizuoti autoklave, etileno oksidu arba vandenilio plazma.
- Lygūs kraštai ir paviršiai neleidžia popiui plyšti pakuoje ir sterilizuojant.

Produkto specifikacija

- Instrumentų paketų žymeklis TAG;
- 105mm x 40mm ;
- Pakuotės dydis 100 vnt.;

TAG-010	balta	TAG-015	geltona
TAG-020	žydra	TAG-022	šv.žalia
TAG-025	oranžinė	TAG-030	raudona
TAG-050	žalia	TAG-055	pilka
TAG-060	violetinė	TAG-070	juoda

- Registruotas ir ženklintas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:
ISO 9001:2008
Kokybės valdymo sistema
ISO 13485:2003
Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema
ISO 17664:2004
Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apruošimui.
- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno
- Autoklavuojami iki 135 °C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesui;
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėse pakuotėse, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventiliuojamaj patalpoje laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo.

TAG Žymeklio tvirtinimo žiedas TR30

Ilgaamžis, daugkartinio naudojimo žymeklis, skirtas naudoti žymint dezinfekuojamus, plaunamus ar sterilizuojamus paketus



Produkto privalumai

- Nerūdijančio plieno žiedas žymeklio tvirtinimui
- Gali būti saugiai pritvirtintas prie sterilių rinkinių ir prietaisų padėklų, kad būtų galima sekti ir atsekti apdorojant dezaktyvaciją.
- Leidžia aiškiai ir lengvai identifikuoti rinkinius apdorojant.
- Lengvas, tvirtas ir patvarus.
- Galima sterilizuoti autoklave, etileno oksidu arba vandenilio plazma.
- Lygūs kraštai ir paviršiai neleidžia popiui plyšti pakuojant ir sterilizuojant.

Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apruošimo konteinerių

Produkto specifikacija

- Nerūdijančio plieno žiedas žymeklio tvirtinimui
- 30mm ;
- Pakuotės dydis 100 vnt.;
- Registruotas ir ženklintas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:
ISO 9001:2008
Kokybės valdymo sistema
ISO 13485:2003
Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema
ISO 17664:2004
Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apruošimui.
- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno
- Autoklavuojami iki 135 °C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesui;
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėje pakuotėje, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventiliuojamoj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo.

