

CHLORINEX 60

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

1.1. Kaip dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas), Chlorinex 60 darbiniai tirpalai naudojami asmens sveikatos priežiūros įstaigose vandeniui atspariems paviršiams tame tarpe krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams dezinfekuoti bei panaudotoms vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti; socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, kirpyklose, grožio salonuose, pirtyse, plaukimo baseinuose ir kt. paviršiams bei plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti.

1.2. Kaip maisto srities dezinfekantas (4 produktų tipas) Chlorinex 60 darbiniai tirpalai naudojami visuomeninio maitinimo ir maisto pramonės įmonėse paviršiams, naudojimo priemonėms, įrankiams, inventoriui dezinfekuoti.

Vienoje tabletėje yra 1,5 g aktyviojo chloro. Naudojami 20–30 °C temperatūros šviežiai pagaminti darbiniai tirpalai.

Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu.

Chloro poveikiui atsparius paviršius (grindis, sienas ir kt.), inventorių ir įrankius dezinfekuoti šluostant 0,015 % aktyviojo chloro darbinį tirpalu (viena tabletė 10 l vandens). Ekspozicijos laikas 30 min. Po dezinfekcijos visus paviršius gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštus paviršius dezinfekuoti naudojant 1,0 % aktyviojo chloro darbinį tirpalą (20 tablečių 3 l vandens). Ekspozicijos laikas 30 min. Po dezinfekcijos visus paviršius gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Panaudotas vienkartinės medicininės priemonės nukenksminti jas pamerkiant į 0,25 % aktyviojo chloro darbinį tirpalą (5 tabletės 3 l vandens). Ekspozicijos laikas 60 min.

Chlorinex 60 mikrobiologinis poveikis: EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas“ reikalavimų.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje nuo 5 °C iki 30 °C temperatūroje.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos